

SOLVENTES

ENSAIOS RASTREÁVEIS				
ENSAIO	METODOLOGIA	PREÇO POR AMOSTRA	QUANTIDADE DE AMOSTRA E EMBALAGEM	PRAZO
Destilação atmosférica (HEXANO) PIE (Ponto inicial de ebulição) 5% volume evaporados 10% volume evaporados 15% volume evaporados 20% volume evaporados 30% volume evaporados 40% volume evaporados 50% volume evaporados 60% volume evaporados 70% volume evaporados 80% volume evaporados 85% volume evaporados 90% volume evaporados 95% volume evaporados PFE (Ponto final de ebulição) Resíduo	Metodologia Própria	145,00	200 mL, frasco limpo, seco e âmbar vidro	10 dias úteis
Cromatografia com análise detalhada – DHA (Hexano) aromático C14+ iso-parafina naftênica oleofinas oxigenados parafina compostos desconhecidos benzeno pentano cyclohexano heptano octano decano icosano metilciclopentano 2-metilpentano 3-metilpentano 2,2-dimetilbutano 2,3-dimetilbutano benzeno tolueno etilbenzeno xilenos isopropilbenzeno teor de n-hexano	Metodologia Própria	463,00	20 mL, frasco limpo, seco e âmbar vidro	
Pressão de vapor (em solventes de hidrocarbonetos leves)	ASTM D5191	89,00	200 mL, frasco limpo, seco e âmbar vidro	
Metanol	Cromatografia detalhada / Metodologia própria	423,00	20 mL, frasco limpo, seco e âmbar vidro	